



POLIERER FÜR FLEXIBLE KUNSTSTOFFE


KENDA BESTFLEX

1-Schritt Poliersystem

für die Politur aller flexiblen Kunststoffe

Empfehlung:

Verwenden Sie für den Hochglanz die KENDA 244-BLUE Polierpaste zusammen mit der KENDA SLIMLINE Bürste (Seite K-39)



Bestell REF	6508	6514	6516
Masse Ø x L mm	12,5x22	10x24,5	6,5x17
ISO Nr.	658 104...	251 533 125	497 533 100
Körnung	grob		
Farbe	weiss-grau		
	10000 - 15000 U/Min.		



Packung: 6, 12, 25, 100
 Druck: 0,3 - 2 N
 Schaft: Handstück, rostfreier Stahl