

HYBRID KOMPOSIT POLIERER - FÜR EINMALGEBRAUCH

# KENDA HYBRID FÜR EINMALGEBRAUCH

## 2-Schritt Poliersystem

Für Einmalgebrauch.

Dieser KENDA HYBRID Polierer ist ein spezieller, sehr harter Polierer, geeignet für alle Hybrid Komposits. Der langlebige Vorpolyer erzielt eine glatte Oberfläche. Mit dem Hochglanzpolyer wird ein feinstes Oberflächenfinish und ein lang anhaltender Hochglanz erzielt.

Mit dem Polierer für Einmalgebrauch sparen Sie die Zeit und die Kosten der Sterilisation.



Bestell REF	PS 0009	PS 0011	PS 0012	PS 0109	PS 0111	PS 0112
Masse Ø x L mm	10x1	6x7,5	5x10	10x1	6x7,5	5x10
ISO Nr.	638 204... 303 513 100	030 513 060	243 513 050	802 204 ... 303 493 100	030 493 060	243 493 050
Körnung	fein			ultrafein		
Farbe	weiss-grau			blass-rosa		
⊙	5000 U/Min.			5000 U/Min.		

-  Packung: 6, 12, 25, 100
-  Druck: 0,3 - 1 N
- Schaft: Winkelstück, medizinischer Kunststoff
- Medizinprodukt: Klasse IIa
-  für Einmalgebrauch