

POLIERER FÜR ALLE MIKROGEFÜLLTEN KOMPOSITEN - FÜR EINMALGEBRAUCH

# KENDA KOMPOSIT MICROFILL FÜR EINMALGEBRAUCH 2-Schritt Poliersystem

Für Einmalgebrauch.

Meistverkaufter Polierer für alle mikrogefüllten Kompositmaterialien. Der Polierer erzielt einen optimalen und lang anhaltenden Hochglanz. Er eignet sich auch bestens für ein einfaches Entfernen von Zementresten orthodontischer Bänder (Brackets).

Mit dem Polierer für Einmalgebrauch sparen Sie die Zeit und die Kosten der Sterilisation.



Bestell REF	PS 4009	PS 4011	PS 4012	PS 5009	PS 5011	PS 5012	
Masse Ø x L mm	10x1	6x7,5	5x10	10x1	6x7,5	5x10	
ISO Nr.	638 204...	303 512 100	030 512 060	243 512 050	303 492 100	030 492 060	243 492 050
Körnung	fein			ultrafein			
Farbe	gelb			blau			
⊙	5000 U/Min.			5000 U/Min.			



Packung: 6, 12, 25, 100



Druck: 0,3 - 1 N

Schaft: Winkelstück, medizinischer Kunststoff

Medizinprodukt: Klasse IIa



für Einmalgebrauch