

KOMPOSIT & KOMPOMER POLIERER - FÜR EINMALGEBRAUCH

KENDA C.G.I. FÜR EINMALGEBRAUCH


3-Schritt Poliersystem

Für Einmalgebrauch.

Für alle Standardkomposits, Kompomere und Glass-Ionomere.

Das C.G.I. Poliersystem beinhaltet Spezialpolierer mit 3 verschiedenen Körnungen zum Abtragen, Finieren und Polieren.

Mit dem Polierer für Einmalgebrauch sparen Sie die Zeit und die Kosten der Sterilisation.



Bestell REF	PS 909-C	PS 911-C	PS 912-C	PS 909-M	PS 911-M	PS 912-M	PS 909-F	PS 911-F	PS 912-F	
Masse Ø x L mm	10x1	6x7,5	5x10	10x1	6x7,5	5x10	10x1	6x7,5	5x10	
ISO Nr.	638 204...	303 532 100	030 532 060	243 532 050	303 512 100	030 512 060	243 512 050	303 492 100	030 492 060	243 492 050
Körnung	grob			mittel			ultrafein			
Farbe	weiss			grün			rosa			
⊙	5000 U/Min.			5000 U/Min.			3000 U/Min.			



Packung: 6, 12, 25, 100



Druck: 0,3 - 1 N

Schaft: Winkelstück, medizinischer Kunststoff

Medizinprodukt: Klasse IIa



für Einmalgebrauch