



PROPHYLAXE POLIERER - FÜR EINMALGEBRAUCH

KENDA PROPHY FÜR EINMALGEBRAUCH


1-Schritt Poliersystem

Für Einmalgebrauch.

Für eine professionelle Zahnreinigung ohne Verwendung einer Polierpaste.

Ein Polierer mit feiner Körnung, zur Beseitigung von Zahnverfärbungen - anzuwenden mit geringem Druck.

Mit dem Polierer für Einmalgebrauch sparen Sie die Zeit und die Kosten der Sterilisation.



Bestell REF	PS 5109	PS 5111	PS 5112
Masse Ø x L mm	10x1	6x7,5	5x10
ISO Nr.	658 204...	303 512 100	030 512 060
Körnung	fein		
Farbe	blau		
	5000 U/Min.		



Packung: 6, 12, 25, 100



Druck: 0,3 - 1 N

Schaft: Winkelstück, medizinischer Kunststoff

Medizinprodukt: Klasse IIa



für Einmalgebrauch