

POLIERER FÜR ZIRKONOXID UND PRESSKERAMIK

KENDA ZIRCONIA POLIERER Z 014 HP

3-Schritt Diamant Poliersystem





Für beste Politurergebnisse auf Hochleistungskeramik, Zirkonoxid und Presskeramik



Set REF Z-014



Bestell REF	Z-014-C	Z-014-M	Z-014-F
Masse Ø x L mm	12x2	12x2	12x2
ISO Nr.	802 104 ... 372 533 120	372 523 120	372 503 120
Körnung	grob	mittel	extrafein
Farbe	violett	petrolblau	hellgrün
⊙	7'500 - 10'000 U/Min.		

 Packung: 3
 Druck: 0,3 - 2 N
 Schaft: HP, rostfreier Stahl