

POLIERER FÜR PROTHESEN-KUNSTSTOFF


KENDA ACRYLIC BLUE

3-Schritt Poliersystem


Blau: ideal für eine schnelle Ausarbeitung und Formung von Prothesen-Kunststoff

Hellblau: ideal für schnelles Glätten von Prothesen-Kunststoff

Ocker: ideal für die abschliessende Hochglanzpolitur



Bestell REF	8308	8311	8314	8315	8408	8411	8414	8415
Masse Ø x L mm	12,5x22	15x18	10x24,5	10x18	12,5x22	15x18	10x24,5	10x18
ISO Nr.	638 104 ... 251 543 125	201 543 150	497 543 100	243 543 100	251 513 125	201 513 150	497 513 100	243 513 100
Körnung	extragrob				fein			
Farbe	blau				hellblau			
⌚	10'000 - 15'000 U/Min.				10'000 - 15'000 U/Min.			



Bestell REF	8508	8511	8514	8515
Masse Ø x L mm	12,5x22	15x18	10x24,5	10x18
ISO Nr.	638 104 ... 251 503 125	201 503 150	497 503 100	243 503 100
Körnung	extrafein			
Farbe	ocker			
⌚	5'000 U/Min.			



Packung: 6, 12, 25, 100
 Druck: 0,3 - 2 N
 Schaft: HP, rostfreier Stahl