

POLIERER FÜR FLEXIBLE PROTHESEN


KENDA RED

1-Schritt Poliersystem

Für die Ausarbeitung und Politur von Prothesen und flexiblen Teilprothesen auf Chrom-Kobalt-Legierungen, ohne dass es zu einer Beschädigung der Legierung kommt - montiert oder unmontiert.

Empfehlung:

Für die Hochglanzpolitur verwenden Sie bitte die KENDA 244 BLUE Universal-Hochglanzpolierpaste und die KENDA "SLIMLINE" Polierbürste mit Ziegenhaarborsten und Mikrofasereinlage (Seite K-39)



Bestell REF	RED 8	RED 14	10008	10014	301-L
Masse Ø x L mm	12,5x22	10x24,5	12,5x22	10x24,5	5x13
ISO Nr.	658 104 ... 251 525 125	497 525 100	658 900 ... 251 525 125	497 525 100	312 104 ... 610 415 050
Körnung	mittel		mittel		
Farbe	rot		rot		
○	10'000 - 15'000 U/Min.		10'000 U/Min.		



Packung: 6, 12, 25, 100
 Druck: 0,3 - 2 N
 Schaft: HP, rostfreier Stahl