


METALLPOLIERER



KENDA GRASS-GREEN

1-Schritt Poliersystem

Ideal für das Glätten und Polieren von Metall und Acryl



Bestell REF	11008	11011	11014	11017
Masse Ø x L mm	12,5x22	15x18	10x24,5	12,5x16,5
ISO Nr.	658 104 ... 251 514 125	201 514 180	497 514 100	114 514 125
Körnung	fein			
Farbe	grasgrün			
○	10000 - 15000 U/Min.			

-  Packung: 6, 12, 25, 100
-  Druck: 0,3 - 2 N
- Schaft: Handstück, rostfreier Stahl