




POLIERER FÜR EDELMETALLE

# KENDA UNIVERSAL POLIERER, Handstück

## 2-Schritt Poliersystem

Ideal zum Polieren von Gold, Halbedelmetall-Legierungen und Komposit.

Der braune Vorpolierer ist zum Formen und Glätten; der grüne Hochglanzpolierer ist für ein perfektes Finish.



Bestell REF	2106HP	2109HP	2110HP	2111HP	2112HP	2114HP
Masse Ø x L mm	3x7	12x3	12x2,5	5,5x13	5x16	12x2
ISO Nr.	652 104... 243 513 030	303 513 120	372 513 120	243 513 055	292 513 050	372 513 120
Körnung	fein					
Farbe	braun					
⊙	15000 U/Min.					



Bestell REF	3106HP	3109HP	3110HP	3111HP	3112HP	3114HP
Masse Ø x L mm	3x7	12x3	12x2,5	5,5x13	5x16	12x2
ISO Nr.	652 104... 243 503 030	303 503 120	372 503 120	243 503 05	292 503 050	372 503 120
Körnung	extrafein					
Farbe	grün					
⊙	10000 U/Min.					



Packung: 6,12,25,100  
Druck: 0,3 - 2 N  
Schaft: Handstück, rostfreier Stahl