






POLIERER FÜR KERAMIK UND METALLE - UNMONTIERT

KENDA OCCLU-PIN


3-Schritt Poliersystem für okklusale Oberflächen aus Edelmetall und Nicht-Edelmetallen

2-Schritt Poliersystem für okklusale Keramik-Oberflächen

Bestell REF	1220	2220	3220	6220	X221
Masse Ø x L mm	3x22	3x22	3x22	3x22	3x22
ISO Nr.	652 000... 114 523 030	114 513 030	114 503 030	652 000... 114 533 030	114 503 030
Körnung	mittel	fein	extrafein	grob	extrafein
Farbe	schwarz	braun	grün	grau	hellrosa
	20000 U/Min.			20000 U/Min.	
	Packung: 10, 100			10, 100	
	Druck: 0,3 - 2 N			0,3 - 2 N	


OCCLU-PIN ADAPTER, Handstück



Bestell REF	340
Masse Ø x L mm	3x22
ISO Nr.	330 104... 612 432 030
	Packung: 6
	Schaft: rostfreier Stahl

REINIGUNGSSTEIN



Bestell REF	DS 09
Masse Ø x L mm	190x3
ISO Nr.	653 900... 373 523 190
	Packung: 1