


HOCHGLANZPOLIERPASTE


KENDA 244 BLUE

KENDA 244-BLUE Universal-Hochglanzpolierpaste für die Politur von flexiblen Teil- und Vollprothesen sowie von Gold, Komposits und Chrom/Kobalt.

Erhältlich in einem Stick mit ca. 75 ml Inhalt.

Für ein optimales Finish mit wenig KENDA 244-BLUE Polierpaste kurz vorpolieren und anschliessend mit sauberer KENDA "SLIMLINE" Bürste mit Ziegenhaarborsten und Mikrofaserreinlage - Durchmesser 48 mm, unmontiert - auf Hochglanz polieren.



Bestell REF	244 BLUE	406
Masse Ø x L mm	-	48x5
 Packung:	1, 3	6