



KOMPOSIT & KERAMIK POLIERER - FÜR EINMALGEBRAUCH

KENDA NOBILIS FÜR EINMALGEBRAUCH


1-Schritt Diamant Poliersystem

Für Einmalgebrauch.

Mit nur einem Polierer gelingt Ihnen ein optimales und kosteneffizientes Finieren und Polieren von Kompositfüllungen und Keramik. Die ideale Flexibilität des Multi-Diamantpolierers ermöglicht ein zahnschonendes, sauberes Finieren und Polieren von Kompositfüllungen und Keramik. Sie erzielen eine perfekte, gleichmässige Oberflächengüte. Mit dem Polierer für Einmalgebrauch sparen Sie die Zeit und die Kosten der Sterilisation.

Empfehlung:

Verwenden Sie für die strahlende Hochglanzpolitur von Kompositrestaurationen und Keramik den KENDA UNICUS 1-Schritt Diamantpolierer für den Einmalgebrauch (Seite K-8).



Bestell REF	PS 0309	PS 0311	PS 0312
Masse Ø x L mm	10x1	6x7.5	5x10
ISO Nr.	808 204... 303 513 100	030 513 060	243 513 050
Körnung	fein		
Farbe	violett		
	5000 U/Min.		

-  Packung: 6, 12, 25, 100
-  Druck: 0,3 - 1 N
- Schaft: Winkelstück, medizinischer Kunststoff
- Medizinprodukt: Klasse IIa
-  für Einmalgebrauch