

KOMPOSIT & KERAMIK HOCHGLANZPOLIERER - FÜR EINMALGEBRAUCH

KENDA UNICUS FÜR EINMALGEBRAUCH

1-Schritt Diamant Poliersystem

Für Einmalgebrauch.


Ultrafeiner 1-Schritt Diamantpolierer für die Endpolitur aller Komposite und Keramik.

Dieser Polierer kann auf Komposit und Keramik eingesetzt werden, sodass Sie den Polierer nicht wechseln müssen, was Ihnen eine enorme Zeit- und Kostenersparnis garantiert.

Mit dem Polierer für Einmalgebrauch sparen Sie die Zeit und die Kosten der Sterilisation.

Empfehlung:

Verwenden Sie für das Finish und die Politur den KENDA NOBILIS 1-Schritt Diamantpolierer für Einmalgebrauch (Seite K-6).



Bestell REF	PS 0359	PS 0361	PS0362
Masse Ø x L mm	10x1	6x7.5	5x10
ISO Nr.	808 204... 303 492 100	030 492 060	243 492 050
Körnung	sehr fein		
Farbe	orange		
	5000 U/Min.		



Packung: 6, 12, 25, 100



Druck: 0,3 - 1 N

Schaft: Winkelstück, medizinischer Kunststoff

Medizinprodukt: Klasse IIa



für Einmalgebrauch